

## FEEDBACK OSCE SEMESTER 1 TA 2025/2026

25711150 - Muhammad Fitrah Ramadhan

STATION	FEEDBACK
STATION PEMERIKSAAN LAPANG PANDANG, OTOT EKSTRAOKU	IC : tujuan pemeriksaan kurang disampaikan dengan jelas, selebihnya baik. Persiapan pasien : duduknya kejauhan ya dek. Lututnya bersilangan aja dengan lutut pasien. Lapang pandang :OK. Otot ekstraokuler : belum mengecek dengan senter untuk melihat simetrisitas jatuhnya cahaya pada pupil kanan dan kiri. TIO : cara palpasi sudah baik, tapi belum dibandingkan dengan TIO pemeriksa. Interpretasi TIO masih belum tepat. Refleks fundus : penggunaan oftalmoskop masih kurang tepat ya dek. bila meriksa mata kanan pasien, maka lihat juga dengan mata kanan pemeriksa, dan sebaliknya.
STATION PEMERIKSAAN NERVUS CRANIALIS	IC : OK PERSIAPAN PEMERIKSAAN : cuci tangan sebelum dan sesudah ok, ada alat yang tidak tepat MOTORIK N V : OK SENSORIK N V : Tidak melakukan pemeriksaan sensorik N V..ALHAMDULILLAH akhirnya ingat setelah melaporkan hasil ke saya dan melakukannya disusulkan.. MOTORIK N VII : motorik ok tapi sensorik ga perlu diperiksa ya dek lain kali tolong perhatikan soal dengan baik ya dek N XII : Ok KOMUNIKASI: Ok PROFESIONALISME: jangan lupa lain kali perhatikan lagi soalnya ya dek
STATION PEMERIKSAAN REFLEKS FISIOLOGIS DAN PEMERIK	Fitrah sudah melakukan dengan baik. Px refleks fisiologis patela sebaiknya pasien dalam posisi manuver jendrassik. Px sensorik akan lebih baik dalam posisi berbaring. Yang diukur adalah jenis sensasi, lokasi, dan intensitas. Selain membandingkan 1 dermatom kanan dengan kiri, bandingkan juga atas bawah di sisi yang sama (misal c3 kanan dengan s1 kanan)
STATION PEMERIKSAAN SEGMENT ANTERIOR	IC: cara, tujuan, risiko dan meminta persetujuan sudah baik   Persiapan: alat sudah dipersiapkan dengan baik, posisi duduk belum tepat karena lebih baik menyilang ya dek agar pasien lebih nyaman   Px palpebra dan silia: sudah baik   px konjungtiva dan sklera: cara px KB dan KP Inferior ok, KP superior bisa eversi.. sipp, lain2 ok  px kornea: sudah inspeksi, tapi belum deskripsi (jernih tidak? bentuk ukuran kecembungannya bagaimana?) cara px keratoskop ok, deskripsi ok  Px COA: sudah baik   Px Iris : sudah baik  Px refleks pupil direct : sudah baik, pelaporan ok  Px refleks pupil indirect : sudah baik, pelaporan ok   Px lensa : sudah melihat kejernihan lensa, sudah menyebutkan ada tidaknya katarak (bisa ditambahkan ujinya adalah shadow test untuk melihat bayangan iris pada lensa)  Overall good job
STATION PEMERIKSAAN TROFI, TONUS DAN KEKUATAN OTOT	IC : sudah memperkenalkan diri, sudah menjelaskan tujuan,sudah menjelaskan cara, sudah menjelaskan resiko, dan sudah meminta kesedian pasien. Persiapan : sudah mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Pemeriksaan trofi otot : inspeksi sudah dilakukan namun kaki pasien tidak diangkat dengan sudut 45 derajat, harusnya diangkat yaa dan ditahan kemudian dilihat ototnya, pemeriksaan tengkurap belum dilakukan. Palpasi sudah dilakukan dengan baik. Pengukuran : sudah dilakukan. Pemeriksaan tonus otot : sudah melakukan Wartenberg pendulum test, sudah melakukan gerakan pasif pada persendian panggul, lutut dan pergelangan kaki. Pemeriksaan kekuatan otot : sudah melakukan pemeriksaan sendi lutut dan pergelangan kaki, namun pemeriksaan kekuatan otot panggul belum dilakukan, berbeda ya pemeriksanya dengan lutut, kalau pemeriksaan kekuatan panggul itu kakinya lurus, tidak fleksi. Seamngaaattt!!
STATION PEMERIKSAAN VISUS	inform conset kuran, pemeriksaan mata kiri belum dilanjutkan presepsi

STATION PEMERIKSAAN VITAL SIGN	belum menerangkan cara pemeriksaan yang akan dilakukan dan resikonya,belum menyiapkan alat yang akan digunakan dalam pemeriksaan,penilaian nadi dan nafas belum lengkap ya (apalagi yg seharusnya dinilai selain frekuensi
STATION UNIVERSAL PRECAUTION	belum memastikan kelengkapan alat di awal. perlengkapan steril, tidak boleh diambil pakai tangan yang belum steril, harusnya pakai korentang. pelajarilagi cara mengeringkan dengan handu setelah scrubbing. handscone tidak boleh lepas dari gown. cara lepas sarungtangan dipelajari lagi.